

Modelo: **Luva Nitrilo Extra Forte - Extreme Plus**

CARACTERÍSTICAS

Luva de exame de nitrilo Extreme Plus, sem pó, cor azul, descartável.

Ambidextra.

- Interior: sem pó.
- Terminação: bainha enrolada.
- Superfície: micro texturizada.
- Peso (g): 8,0 ± 0,5(M), 8,5 ± 0,5(L), 9,0 ± 0,5(XL) (AQL 4.0).
- Comprimento (mm): ≥ 240 (AQL 4.0).
- Largura(mm):85±5(S),95±5(M),105±5(L),115±5(XL).(AQL4.0).
- Espessura da palma (mm): 0,11 (AQL 4.0).
- AQL para defeitos visuais maiores que 2.5 e menores a 4.0.
- Recomenda-se que se verifique se as luvas são adequadas para o uso previsto.



TAMANHOS:

S, M, L e XL

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ADVERTÊNCIAS:

- Esta luva é confeccionada com materiais que não causam alergias, porém, em indivíduos com tendência a isso, podem ocorrer reações de rejeição.
- Examine as luvas quanto a defeitos ou imperfeições, antes de usá-las e depois de calçá-las.
- Insira a mão na luva, certificando-se de que toda a palma da mão fique acima do punho da luva.
- Descartar após utilização de acordo com as normas vigentes. Armazenar em local fresco e seco.
- As caixas abertas devem ser mantidas longe da luz fluorescente e da luz solar.
- As luvas são acondicionadas em uma bolsa própria para transporte;
- Mantenha as luvas na embalagem original quando não estiverem em uso.

MCAETANO & CIA., LDA

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

www.mcaetano.pt

NORMAS:

Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objectos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.

* Apto para todo tipo de alimentos.


Testado para as seguintes normas:

EN 455-1:2000	Luvas médicas de uso único. Requisitos e ensaios para determinar a ausência de furos. AQL ≤ 1.5.
EN 455-2:2015	Luvas médicas de uso único. Requisitos e ensaios para a determinação das propriedades físicas.
EN 455-3:2015	Luvas médicas de uso único. Requisitos e Ensaios para Avaliação Biológica.
EN 455-4:2009	Luvas médicas de uso único. Requisitos e ensaios para a determinação do prazo de validade.

Regulamento (UE) 2016/425: Equipamentos de proteção individual categoria III

EN 420:2003 + A1:2009	Luvas. Requisitos Gerais.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B	Luvas para proteção contra produtos químicos e microrganismos. Terminologia e requisitos mínimos de desempenho para riscos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Luvas de proteção contra produtos químicos e microrganismos perigosos. Terminologia e requisitos mínimos de desempenho para os perigos de microrganismos.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B	QUÍMICO	COD.	NIVEL	Degradación (%)		
 KPT	Hidróxido de sódio 40% (CAS N° 1310-73-2)	K	6	-12		
	Peróxido de Hidrogénio 30% (CAS N° 7722-84-1)	P	6	24		
	Formaldeído 37% (CAS N° 50-00-0)	T	5	31		
Niveles	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480



EN ISO 374-5:2016


MCAETANO & CIA., LDA

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

www.mcaetano.pt