

Modelo: FRASCO LAVA-OLHOS, 200ML_QUIMICO_MO60111**(PH NEUTRO 4,9% ÁCIDOS E BASES)**

CARACTERÍSTICAS

Frasco PLUM 200 ml pH Neutro - solução neutralizante Solução tampão de fosfato estéril (4,9%) neutralizando ácidos e bases. Traz o pH do olho de volta rapidamente ao valor normal de 7,4. Frasco de 200 ml com um suporte ergonômico para ocular (não fornecido mais com tampa). Frasco de 200 ml para ser usado individualmente ou como recarga em estações de lavagem ocular e conjuntos de lavagem ocular.

Tempo de enxágue: 2 min.

Vantagens: Facilidade de uso Segurança: Dispositivo médico

Setores de negócios:

.Indústrias químicas e farmacêuticas, Indústrias pesadas e de processo, Infraestrutura; indústria de construção, Indústrias leves, Construções mecânicas, Mineração

Alcance: Proteção dos olhos

Subfamília: Primeiros socorros

Cor: Branco, Azul

CERTIFICADO

Este equipamento é conforme modelo de equipamento de Proteção Individual que obteve um Certificado da CE de tipo DGM-272 Emitido por Presafe (0543) Tuborg Parkvej 8 DK-2900 Hellerup Denmark

CE

Diretiva 93/42/EEC ON

Medical

MCAETANO & CIA., LDA

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

www.mcaetano.pt